


Staldren® Green



www.jorenku.dk



JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green är ett torrhygienmedel i pulverform, som har ett brett verkningspektra mot fukt, lukt, bakterier och svampsporer.

- Staldren® Green kan användas i ekologiskt jordbruk.
- Staldren® Green är en dansk produkt, testad av internationellt erkända laboratorier.
- Staldren® Green är skonsamt för omgivningen och har en väldokumenterad effekt på vanligt förekommande bakterier och svampsporer (se dokumentation på sida 9-10).
- Staldren® Green är fosfatfri och pH-neutralt, därför angriper/fräter den ej på golv, stallinventarier och ännu viktigare torkar inte ut djurens tunna hud, vilket kan ge upphov till sprickor som är en inkörsport för bakterier och leder till infektioner och sjukdomar. Handskar behöver ej användas.
- Staldren® Green binder ammoniak till en nivå där djur och människor kan vistas i stallen utan lukt och andningsbesvär.
- Staldren® Green absorberar fukt och väta och är därför särskilt verksam under våta vintermånader och eventuella regniga somrar.
- Staldren® Green desinficerar och renar stallmiljön, reducerar smittotrycket och säkrar därför en friskare besättning.
- Staldren® Green kan användas till alla djurslag och är oumbärligt i samband med professionell djurhållning.

Vid kontinuerlig användning av Staldren® Green uppnås bästa resultat då smittotrycket hela tiden reduceras. Därutöver blir stallmiljön väldoftande, till glädje för såväl människa som djur.

Staldren® Green dammar minimalt, den är lätt att sprida och ger en behaglig doft i stallet.

Staldren® Green levereras i säckar om 10 kg, 15 kg och 25 kg och på pall med 10, 20, 40, 45, 50 eller 66 säckar.

JORENKU Staldren® Verktøy



Staldren® Skopa

Staldren® Skopa är för manuell spridning av Staldren® Green på mindre ytor.

Staldren® Spridarhink

Staldren® Spridahink är för manuell spridning av Staldren® Green. Hinken kan innehålla ca. 5 kg och är bra till mindre stallar.

Staldren® Vinkspridare

Staldren® Vinkspridare är en spridare, som kan innehålla ca. 10 kg Staldren® Green. Spridaren drivs av en batteridrivna bormaskin och bärs enkelt med ett axelband. Spridaren passar mycket bra till liggbår/båspallar.

Staldren® Blåsare

Staldren® Blåsare är en besindriven spridare som är försedd med ett spjäll som kan reglera mängden av Staldren® Green som sprids ut. Blåsaren bärs på ryggen och är mycket bra vid desinficering av större ytor.

Staldren® Spridarvagn

Staldren® Spridarvagn är en batteridrivna vagn på hjul. Vagnen rymmer 50 kg Staldren® Green. Vagnen är bra för att sprida Staldren® Green på större ytor/bäddar t.ex. i slaktkycklingsstallar. Vagnen levereras med en laddare.

Staldren® Projet

Staldren® Projet är en spridar, som är monterad på en traktor och är bra till slaktkycklingsstall.



JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green till mjölkkor och kalvar

- Staldren® Green kan minska risken för mastitangrepp
- Staldren® Green minskar diarré hos kalvar
- Staldren® Green dämpar bakterienivån
- Staldren® Green är effektivt mot svampsporer
- Staldren® Green binder ammoniak
- Staldren® Green kan reducera höga celltal



Staldren® Green till mjölkkor och kalvar används enligt följande:

Strö en handfull (50-100 gr) per m² två gånger i veckan. Detta verkar kraftigt smittdämpande inom loppet av en kort tid. Vid särskilt fuktiga förhållande eller vid sjukdomsfall ökas mängden och användningen.

Till uppbundna djur sprids Staldren® Green i bakre delen av båspallen där fuktigheten ger möjlighet för vissa bakterier och svampar att reproducera sig i stort antal och därmed bl.a. förorsaka juverinflammation.

I stallar med liggbås användes Staldren® Green som nämnts ovan, men i större båsar där korna kan vända sig kan det vara nödvändigt att använda mer.

I stall med djupströbädd används Staldren® Green en gång per vecka med en handfull (50-100 gr) per m².

I den rengjorda kalvningsboxen sprids Staldren® Green över hela golvytan så att den desinficeras. Sprid därefter ut nytt friskt strö. Avsluta med att sprida Staldren® Green igen över hela ytan. Detta sker mellan varje kalvning så att de nya kalvarna föds i en så ren miljö som möjligt och motverkar sjukdomar hos kor och kalvar. Använd Staldren® Green två gånger per vecka med en handfull (50-100 gr) per m². Försök att träffa kanterna av boxen där fluglarverna huserar. Vid diarré används Staldren® Green varje dag tills utbrottet är över.

JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green till grisar

- Staldren® Green minskar diarré hos smågrisar
- Staldren® Green säkrar en bättre tillväxt
- Staldren® Green minskar dödligheten hos smågrisar
- Staldren® Green dämpar bakterienivån
- Staldren® Green skapar bättre hälsa i svinproduktionen
- Staldren® Green kan minska risken för mastitangrepp



Staldren® Green till grisar används enligt följande:

I Grisning stallet: Före grisningen sprids Staldren® Green i hela stallet. Använd en handfull (50-100 gr) per m². Efter grisningen använd Staldren® Green tre dagar i sträck. Därefter två gånger per vecka fram till avvänjningen. Använd Staldren® Green bakom suggan, omkring krubban och på smågrisarnas liggplats, samt på andra fuktiga ställen i stallet.

I avvänjning stallet användes Staldren® Green tre dagar i sträck, därefter två gånger per vecka. Se till att speciellt liggplatser samt fuktiga ställen i stallet får medlet.

I slaktsvinstallet användes Staldren® Green en till två gånger per vecka. Det ger en bättre miljö och har en klart dämpande verkan på smittotrycket.

I avdelningar med sjuka djur användes Staldren® Green dagligen i hela stallet.

I galtstallet, betäcknings- och dräktighetstallet användes Staldren® Green i hela stallet. Använd en handfull per m² (50-100 gr).

Vid leverans/mottagning av djur används Staldren® Green på hela golvytan både före och efter utleverans/mottagning, för att minska risken för smittspridning.

I tomma stallar kan Staldren® Green med fördel fördelas med hjälp av en blåsare då beståndsdelar i Staldren® Green har god effekt på virus.

JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green till fjäderfä

- Staldren® Green minskar skador på trampdynor
- Staldren® Green binder ammoniak
- Staldren® Green minskar diarré (E-coli)
- Staldren® Green säkrar en bättre tillväxt
- Staldren® Green minskar dödligheten
- Staldren® Green dämpar bakterienivån



Staldren® Green till fjäderfä används enligt följande:

Då Staldren® Green är pH-neutralt, kan man med fördel lägga en öppen säck Staldren® Green på golvet i stallen och låta hönsen sandbada däri. Detta är ett bra sätt att undanhålla skadedjur som då inte sätter sig i fjäderdräkten.

Värphöns: Staldren® Green sprides i redena före nya höns sätts in. Strö ett tunt lager i varje rede (ca. en handfull). Sprid Staldren® Green på hela golvytan (ca. 100 g m²), det motsvarar en 25 kg's säck per 250 m² golvyta. Eftersträva en användning av Staldren® Green en gång per vecka i redena samt på hela golvytan så att miljön hela tiden ligger på en god nivå, d.v.s. att bakterier bekämpas, ammoniak binds och fukt absorberas. På så vis kan skador på trampdynor minimeras.

Slaktkycklingar: I ett 1500 m² tomt och rengjort slaktkycklingsstall sprids 75 kg Staldren® Green (50 gr/m²) antingen med en Staldren® Blåsare eller Staldren® Spridarvagn. Lägg sedan ut bädden. Avsluta med att sprida 50 kg Staldren® Green ovanpå bädden. Sprid sedan 50 kg Staldren® en gång i veckan fram till slakt. Om stallmijön är fuktig eller vid problem med bakterier ökas mängden Staldren® Green. Genom att blåsa ut Staldren® Green i tomma kycklingstallar kommer Staldren® Green också att ha en god effekt på virus. Staldren® Green är pH-neutralt vilket betyder att den är mycket skonsamt mot omgivningen och exempelvis hönsens fötter och äggledare.

JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green till hästar

- Staldren® Green minskar tillfällena med porösa hovar
- Staldren® Green minskar strålröta
- Staldren® Green dämpar bakterienivån
- Staldren® Green är effektivt mot svampsporer



Staldren® Green till hästar används enligt följande:

Vid strålröta använd Staldren® Green direkt under hoven.

Använd också Staldren® Green i förebyggande av mugg genom att gnugga in hästens ben när man kommer från vecket.

Efter att boxen helt mockats ut sprids Staldren® Green på hela golvyta med en handfull (50-100 gr) per m² så att golvytan torkas ut och ammoniaklukten reduceras. Sprid därefter ut strö i boxen och sprid sedan Staldren® Green längs med sidorna på boxen så att flugägg och fluglarver torkas ut. Staldren® Green används därefter på fuktiga ställen och ställen som mockas. 2-3 gånger i veckan används Staldren® Green längs kanterna i boxen för att vidhålla den uttorkande effekten på flugägg och fluglarver. Staldren® Green är inte giftigt för hästar. Därmed är det ingen fara om hästen äter halm som har Staldren® Green på sig.

I den rengjorda fölboxen sprids Staldren® Green över hela golvytan så att den desinficeras. Sprid därefter ut nytt friskt strö. Avsluta med att sprida Staldren® Green igen över hela ytan. På detta vis förebyggs sjukdomar och fölet kan växa upp i en så ren miljö som möjligt.

JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green till får och getter

- Staldren® Green dämpar bakterienivån
- Staldren® Green är effektivt mot svampsporer
- Staldren® Green binder ammoniak



Staldren® Green till får och getter användes enligt följande:

I lamningsboxen: Boxen rengöres och Staldren® Green sprids över hela golvytan. En handfull (50-100 gr) per m², se till att hela ytan täcks med Staldren® Green. Sprid därefter ut nytt friskt strö. Avsluta med att sprida en handfull (50-100 gr) per m² med Staldren® Green över hela ytan. Försök att träffa kanterna så att flugägg och fluglarver torkas ut. Staldren® Green sprids mellan varje lamning så att varje lamm får den bästa möjliga start på livet.

I djupströstallar: Sprid en handfull Staldren® Green (50-100 gr) per m² på golvytan före strö läggs in. Staldren® Green sprids sedan på hela ytan i samband med att nytt strö läggs in. Vid kontinuerlig användning av Staldren® Green uppnås bästa resultat då smittotrycket hela tiden reduceras. Därutöver blir stallmiljön väldoftande, till glädje för såväl människa som djur.

JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green till sällskapsdjur

- Staldren® Green kan användas för sällskapsdjur inne och ute
- Staldren® Green kan användas för hundar, katter, kaniner, hamstrar, fåglar osv.
- Staldren® Green skrämmer bortflugor och loppor
- Staldren® Green är ofarligt för människor och djur att komma på huden, äta och andas in



Staldren® Green till sällskapsdjur användes enligt följande:

Sprid Staldren® Green i ett tunt lager hos mindre djur som kaniner, fåglar, höns, marsvin och hundar. För större djur, sprid en hel handfull (50-100 gr) per m².

Staldren® Green kan användas till de större djuren två gånger i veckan och till de mindre inomhusdjuren varannan dag. Vid särskilt fuktiga eller sjuka burar/terrariumer rekommenderas att använda Staldren® Green oftare. Vid kontinuerlig användning uppnås bästa resultat.

Staldren® Green skadar inte sällskapsdjur om det sprids medan djuret är i buren. Sprid i buren och så nära botten som möjligt, då Staldren® är lite dammig och kan vara till besvär i vardagsrumsmiljö.

Ny bur: Innan du använder en ny bur, sprid Staldren® Green på botten av buren. Sprid därefter ut nytt friskt strö. Avsluta med att sprida Staldren® Green. Buren kan nu användas.

Gammal/begagnad bur: Rengör buren och se till att den är helt torr innan du sprider. Sprid Staldren® Green. Sprid därefter ut nytt friskt strö. Avsluta med att sprida Staldren® Green. Buren kan nu användas. Om buren är gjord av trä eller annat organiskt material är det bra att sprida Staldren® Green upp på sidorna för att bekämpa fluglarver, svampsporer osv.

JORENKU Staldren® Green

AnalyCen 

Lantmannen Analycen MS

CVR nr. 17 14 86 72

Vesterballevej 4 . DK-7000 Fredericia Tlf. (+45) 75
94 50 30, fax (+45) 75 94 50 37

www.analycen.dk

Analyscertifikat rörande prov DKE 016078-06 och DKE 007477-06

Metod:

4 gr Staldren® Green upplöses i 5 ml fysiologisk natriumkloridlösning. Staldren® Green lösningen och en kontroll lösning utan Staldren® Green (9 ml fysiologisk saltvatten) inokuleras med vardera 1 ml bakterie eller svampsuspension. Blandningarna lagras aerobt/anaerobt/mikroaerofilt beroende på krav på miljön. Lagras vid rumstemperatur. Antalet bakterier stäms av efter 1 timme samt efter 2 dygn.

CFU= levande bakterier per ml.

Resultat	Staldren® Green		Kontroll utan Staldren® Green	
	1 timme	2 dygn	1 timme	2 dygn
E. coli 0157	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	140 Mio. CFU/ml	>200 Mio. CFU/ml
Aspergillus niger ATCC 16406	<100 CFU/ml	<100 CFU/ml	150.000 CFU/ml	500.000 CFU/ml
Clostridium perfringens ATCC 13124	<100 CFU/ml	<10 CFU/ml	20 Mio. CFU/ml	1,9 Mio. CFU/ml
Streptococcus uberis ATCC 9927	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	43 Mio. CFU/ml	1,9 Mio. CFU/ml
Salmonella typhimurium ATCC 25241	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	>10 Mia. CFU/ml	>1 Mia. CFU/ml
Staphylococcus aureus ATCC 25923	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	100 Mio. CFU/ml	1, 2 Mia. CFU/m
Streptococcus suis serovar nr. 7	<10 CFU/ml	10 CFU/ml	1.500 CFU/ml	6 Mio. CFU/ml
C ampylobacter jejuni ATCC 29428	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	6 Mio. CFU/ml	>10 Mio. CFU/ml
Klebsiella pneumoniae	40 CFU/ml	40 CFU/ml	4,2 Mio. CFU/ml	36 Mio. CFU/ml

JORENKU Staldren® Green



Rådgivning og analyseservice
DESINFEKTIONS RÅDGIVEREN Aps

Ove Christoffersen
Markvangen 20
7120 Vejle Ø
Tlf.: 75 85 24 74
Fax: 75 85 24 75
Mobil: 21 40 04 74
email: ove@biocide.dk
www.biocide.dk

Provningsrapport

Metod: Nedsenkning - vägning före och efter
Test datum: 04-10-2013
Provtagare: Ove Christoffersen

Absorptionsförmåga:

Ett prov vägs upp om 5 gram Staldren® Green. Provet doppas sedan i vatten i en "tepåse". Provet lämnas i vatten i 24 timmar för att sedan droppa av i 15 minuter. Provet vägs igen. Den absorberande vikten räknas sedan ut med hänsyn till "tepåsens" vikt. Provet är utfört tre gånger.

Ämne/prov	Vikt före neddoppning	Vikt efter neddoppning	Absorptionsförmåga
Prov 1	6.016 gram	20.951 gram	348 %
Prov 2	5.099 gram	18.005 gram	353 %
Prov 3	5.405 gram	18.952 gram	351 %

Slutsats:

Vid genomsnittet av tre provningar är absorptionsförmågan 3,5 gånger sin egen vikt. Produkten suger mycket vatten.



SV/Staldren Green/BRO/0224

JOENKU

Teglvaerksvej 11, DK 4733 Tappernoeye
+45 56 21 40 70 | jorenku@jorenku.dk